



DECUHEEL™ MEDIUM ENGANGSHÆLLØFTER MOD TRYKSÅR

ENGANGSHÆLLØFTER MOD TRYKSÅR

Vores nye engangshælløfter Decuheel er udviklet i et tæt samarbejde med sårsygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Resultatet er en hælløfter, der både tilgodeser de væsentligste krav og samtidig løser nogle af de kendte problemer som findes hos eksisterende produkter. Decuheel er designet til patienter som er i risikogruppen for at udvikle hælsår eller allerede har udviklet det, og som har behov for aflastning af hælen.

Decuheel er nem at anvende og kræver minimal instruktion. Pust den op, sæt den på patientens fod, – juster evt. lufttrykket ved at stikke pinden ind i ventilen, – og luk velcrobåndene.

Du er fri for tunge løft og uhygiejniske hjælpemidler. Decuheel fylder og vejer næsten ingenting og er helt ren hver gang. Du kan sagtens bruge Decuheel igen og igen til den samme patient.

Decuheel er testet efter alle relevante DS/ISO-standarder og er CE mærket iht. ISO EN 12182:1999

ÅNDBAR - BEHAGELIG

Decuheel er behagelig at have på foden, både direkte mod huden og hvis man har en bandage på. Takket være den unikke fugttransporterende konstruktion.

HYGIEJNISK OG ØKONOMISK

Decuheel er meget hygiejnisk, da den er patientspecifik. Den kan bruges igennem en periode til samme patient. Efter brug bortskaffes den med almindelig dagrenovation. Decuheel er nem at have med i hjemme(syge)plejen da den ingenting fylder og vejer – klar til at puste op og sætte på foden.

Decuheel er luftfyldt, hvilket bevirker, at trykfordelingen er optimal – luften fordeler sig automatisk, også hvis man vender sig i sengen. Decuheel er udformet, så den ikke giver mærker på læggen.

MILJØVENLIG OG DANSKPRODUCERET

Decuheel er produceret i Danmark og benytter dansk fremstillingsteknologi og -viden. De anvendte fremstillingsmetoder og materialer sikrer minimale påvirkning på det omgivne miljø.

PRODUKTNAVN	PUDESTØRRELSE	VARENUMMER	HMI-nr.	PAKNING	BESTILLINGSNUMMER
Decuheel Medium	245mm-410mm	5711265153022		10 stk.	5711265153039